

Associées au système d'alimentation Dr. Brown's® Zero-Resistance™, les tétines Dr. Brown's Medical™ assurent des débits réguliers et fiables, adaptés aux besoins nutritionnels spécifiques de chaque bébé. Dans certaines situations, un débit plus lent est recommandé, notamment pour faciliter l'alimentation des bébés plus fragiles. Vous trouverez ci-dessous des indications pour vous aider à choisir le débit le plus approprié.

Tétines à débit réduit



Tétine pour prématurés

débit 4,92 ml/min*

- Il s'agit de la tétine au débit le plus lent de la gamme Dr. Brown's Medical™.
- Elle est fréquemment recommandée par les professionnels de santé pour les bébés extrêmement prématurés ou présentant une fragilité médicale particulière.
- Elle peut être utilisée lorsque le débit d'une autre tétine semble trop rapide et que le bébé manifeste encore des signes de difficulté pendant la tétée.



Tétine pour prématurés

débit 7,22 ml/min*

- Cette tétine est adaptée au début de l'alimentation orale chez les bébés prématurés. Elle est également conseillée lorsque le bébé montre des signes de stress pendant la tétée, suggérant que le débit est trop rapide.
- C'est aussi une option appropriée pour les nouveau-nés et les bébés allaités qui reçoivent occasionnellement un complément au biberon.



Tétine Newborn Transition

débit 9,88 ml/min*

- Cette tétine convient aux bébés qui ont besoin d'un débit inférieur à celui de la tétine Phase 1, ou qui passent progressivement d'une tétine pour prématurés à un débit plus élevé.
- Elle est particulièrement utile pour les bébés nés à terme qui sont allaités et reçoivent également des compléments au biberon.



Tétine Phase 1

débit 13,31 ml/min*

- Dans les unités de soins intensifs néonataux, cette tétine est utilisée pour les bébés qui ont déjà développé une certaine autonomie alimentaire et qui sont capables de boire des volumes plus importants de manière régulière et efficace.
- Elle n'est généralement pas recommandée dans un premier temps pour les bébés également allaités, sauf avis contraire d'un médecin ou d'une consultante en lactation.

le plus lent



lentement

Dr Brown's® Medical



**Tétine pour
prématurés**
4,92 ml/min*



Tétine pour prématurés
7,22 ml/min*



**Tétine Newborn
Transition**
9,88 ml/min*



Tétine Phase 1
13,31 ml/min*

www.drbrowns.fr

www.drbrownsbaby.eu

www.drbrowns.be

Les classifications de débit (du plus lent au lent) sont basées sur les tests réalisés par Brit Pados, PhD, RN et NNP-BC.